


TAŞ ÇIKARTMA BALONU

MEDNETIC



Balon Tipi	BAK BBK	Standart Balon Kateter Burunsuz Balon Kateter
Kateter Çapı	5 7 7/5 8/6	5 F (1,8 mm) 7 F (2,3 mm) 7F'den 5F'e düşürülmüş 8F'den 6F'e düşürülmüş
Kateter Tipi	2L 3L	2 Lümenli 3 Lümenli
Balon Çapı	12 15	12 mm 15 mm
Kateter Boyu	12 18 21 23 25 31	120 cm 180 cm 215 cm 230 cm 250 cm 310 cm
Kılavuz Tel Çapı	25 35	0,025" 0,035"
Radyoopak Çıkışı	DH PH	Radyoopak Uzak Uçtan Çıkışlı Radyoopak Yakın Uçtan Çıkışlı