




SU HANDLE

SY HANDLE

RD HANDLE

RY HANDLE



STERILE EO

Kodlama Sistemi

KYK 5 20 12 SU 3
1 2 3 4 5 6

- 1- **KYK:** Forseps Modeli
- 2- **5:** Kateter Çapı
- 3- **20:** Forseps Açılması
- 4- **12:** Kateter Boyu
- 5- **SU:** Handle Özelliği
- 6- **3:** Forseps Tipi

Fopseps Modeli	KYK HYK	Kanca Uç Halka Uç
Kateter Çapı	5 7	5 F (1,8 mm) 7 F (2,3 mm)
Forseps Açılması	20 25 30	20 mm 25 mm 30 mm
Kateter Boyu	12 18 21 23 25 31	120cm 180 cm 215 cm 230 cm 250 cm 310 cm
Handle Özelliği	SU SY RD RY	Sabit Uçlu Handle Yıkama Kanallı Handle Dönebilir Handle Yıkama Kanallı Dönebilir Handle
Forseps Tipi	3 4	Tripot Tetrapot